

ProCare Tex 11 - 20 kg
 Vollwaschmittel, Pulver, mildalkalisch, 20 kg
 ein enzymverstärktes, phosphatfreies Hochleistungswaschmittel.



- Zur optimalen Reinigung unterschiedlicher Textilien
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Besonders wirkungsvoll bereits im Niedertemperaturbereich
- Biologisch wirksame Enzyme, enthält Aktivsauerstoff
- Sehr gute Schmutz- und Fettlösekapazität

EAN-Nr.: 4002516365549 / Materialnummer: 11520440 /
 Alte Materialnummer: 59705301DE

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Waschwirkung	
Ablösekapazität von Schmutz	Sehr gut
Lösekapazität von Eiweiß	Sehr gut
Lösekapazität von Fett	Sehr gut
Bleichwirkung	Sehr gut
Dosierung	
Anpassung der Dosierkonzentration möglich	•
pH-Wert der Anwendungslösung	10,0-11,0
Manuelle Dosierung	•
Einsetzbar bei allen Wasserhärten	•
Verwendung	
Waschsalons	•
Hotellerie, Gastronomie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Vollwaschmittel
Alkalität	Alkalisch
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Aktivsauerstoff, Alkalien, Enzyme, Optische Aufheller, Zeolithe
Biologisch wirksam durch spezielle Enzyme	•
Phosphatfrei	•
Wirksam bei Temperaturen von 30°C – 90°C	•
Besonders wirkungsvoll im Niedertemperaturbereich	•
Dichte (bei 20°C) in g/cm ³	0,60
Einfaches Handling	•
Lagerhinweise	
Minimale Lagertemperatur in °C	0
Maximale Lagertemperatur in °C	40
Trocken und frostsicher lagern	•
Nach der Entnahme von Teilmengen Gebinde unverzüglich wieder verschließen	•
Mindesthaltbarkeit in Monaten	24
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	750
Außenmaß, Nettobreite in mm	350
Außenmaß, Nettotiefe in mm	140
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	140,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	440,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	620,00
Füllgewicht in g	20000
Bruttogewicht in kg	21,00
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-Konform	•