

ProCare Sure H-01
Kunststoffhalter
zur Aufnahme von Indikatoren ProCare Sure I-PM.



- Stabiler Kunststoffhalter für eine einfache Positionierung

EAN-Nr.: 4002516364719 / Materialnummer: 11576830 /
Alte Materialnummer: 68915201D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Großraum-Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Reinigungsgeräte, Dental	•
Hauptanwendungsbereiche	
Medizinische Laboratorien	•
Apotheken	•
Zahnarztpraxis	•
Allgemeinmedizin	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynäkologie	•
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	•
Ophtamologie	•
Urologie	•
Arztpraxen und Kliniken	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	34
Außenmaß, Nettobreite in mm	43
Außenmaß, Nettotiefe in mm	15
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Bruttogewicht in kg	0