

ProCare Sure I-PM  
Prozessindikator, Indikatorbögen  
zur visuellen Routineüberwachung im Reinigungs- und Desinfektionsprozess.

EAN-Nr.: 4002516364702 / Materialnummer: 11577000 / Alte Materialnummer: 68915101D



## Produktzugehörigkeit

Thermodesinfektoren

- Zusätzliche Sicherheit bei  
routinemäßigem Einsatz
- Einfache Handhabung dank  
selbstklebender Indikatoren
- 192 Indikatoren pro  
Verpackungseinheit
- Mindesthaltbarkeit 36 Monate ab  
Produktionsdatum
- Präzise Applikation mit  
Dokumentationsblatt als PDF  
Download