

ProCare Sure I-PM Starter
Prozessindikator, Starterpaket
zur visuellen Routineüberwachung im Reinigungs- und Desinfektionsprozess.

EAN-Nr.: 4002516364696 / Materialnummer: 11577150 / Alte Materialnummer: 68915301D



Produktzugehörigkeit

Thermodesinfektoren

- Zusätzliche Sicherheit bei
routinemäßigem Einsatz
- Einfache Handhabung dank
selbstklebender Indikatoren
- 2 Kunststoffhalter & 64
Einzelindikatoren pro
Verpackungseinheit
- Mindesthaltbarkeit 36 Monate ab
Produktionsdatum
- Präzise Applikation mit
Dokumentationsblatt als PDF
Download