


APWD 079

Korb

zur optimalen Aufnahme von Hohlkörperinstrumenten, Einsätzen & Siebschalen.

EAN-Nr.: 4002516375883 / Materialnummer: 11587290 / Alte Materialnummer: 68407900D



- Ausgestattet mit 8 Injektorplätzen
- Bestückungshöhe 230 mm, -breite 320 mm, -tiefe 395 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PWD 8534	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Kapazität</b>	
Diverse Siebschalen [Anzahl]	8
GYN-Spekula [Anzahl]	12
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	8
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	85
Außenmaß, Nettobreite in mm	395
Außenmaß, Nettotiefe in mm	469
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	410
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	510
Nettogewicht in kg	2,39
Bruttogewicht in kg	3,80