

WA UP2 RE 1401 L

Miele UltraPhase 2 Refresh Elixir

Limited Edition gegen schlechte Gerüche und für ultimative Sauberkeit.

EAN-Nr.: 4002516376583 / Materialnummer: 11615030 /  
Alte Materialnummer: 11997198EU1



- Aktivsauerstoff für eine sanfte und effektive Fleckentfernung
- OxiCare für gründliche Pflege und Reinheit von Textil und Gerät
- WhiteBooster für strahlend weiße Wäsche
- Keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Hohergiebig – 1,4 Liter für 50 Waschladungen
- Für Miele Waschmaschinen und Wäschetrockner mit TwinDos