

ATT 86

Transportwagen, automatisch zur Be- & Entladung von Großraumspülern, mit elektrischer Höhenverstellung.



- Ermöglicht eine ergonomische Arbeitsweise
- Stufenlos elektrisch höhenverstellbar
- Zusätzlich 3 feste, frei wählbare Höhenpositionen speicherbar
- Flexibler Betrieb dank leistungsfähigem Akku
- Ausgestattet mit abnehmbarer Auffangwanne
- Akku enthalten, das Ladegerät ist separat zu bestellen

EAN-Nr.: 4002516463030 / Materialnummer: 11621520 / Alte Materialnummer: 69200116D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Gummi, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau
Höhenverstellbar	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	923
Außenmaß, Nettobreite in mm	662
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1156
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	816
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1236
Nettogewicht in kg	106,20
Bruttogewicht in kg	122,20
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
RoHS-Richtlinie	•
Spritzwasserschutz IPX1	•
Spritzwasserschutz IPX5	•
GS	•
TÜV	•