

APIB 002

Steamer

für ein einfaches Finish von Blusen und Sakkos am Kleiderbügel.



- Hoher Dampfausstoß für beste Ergebnisse
- Der Bürstenaufsatz richtet die Fasern der Textilien auf
- Auch zum Auffrischen von Textilien geeignet
- Leicht und für die Einfache Handhabung designend

EAN-Nr.: 4002516373261 / Materialnummer: 11622490 /
Alte Materialnummer: 59530002EU

Produktzugehörigkeit	
Bügelsysteme	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PIB 100	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Lotosweiß
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	350
Außenmaß, Nettobreite in mm	165
Außenmaß, Nettotiefe in mm	125
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	125
Außenmaß, Bruttobreite in mm	165
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	350
Nettogewicht [kg]	0,95
Bruttogewicht in kg	1,15