


APTD 500

Korb

zur optimalen Aufnahme von bis zu 8 Flaschen und anderen Hohlkörpern.



- Problemloser Wechselbetrieb mit anderen Körben – simple Umrüstung
- Hygienische Aufbereitung dank einzelner Injektordüsen
- Ein Adapter ist im Lieferumfang enthalten
- Max. Höhe der Spülgüter 375 mm, Durchmesser 100 mm

EAN-Nr.: 4002516381709 / Materialnummer: 11622900 / Alte Materialnummer: 67650200D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Tank	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
<b>Produktkategorie</b>	
Korb für Flaschen und andere Hohlkörper	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
<b>Kapazität</b>	
Flaschen bis 375 mm Höhe [Anzahl]	8
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	227
Außenmaß, Nettobreite in mm	500
Außenmaß, Nettotiefe in mm	500
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	475
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	2,93
Bruttogewicht in kg	4,40