

SF-HA 60
HEPA AirClean Filter mit timestrip®
schließt Feinstaub und Allergene sicher ein.

EAN-Nr.: 4002516377269 / Materialnummer: 11639210 /
Alte Materialnummer: 41996654EU1



- Hält 99,95% aller Viren, Keime und Partikel zurück.*
- * HEPA Klasse 13 nach DIN EN 1822/ 2011 HEPA
- Mit timestrip® Filterwechselanzeige
- Zum Erhalt der Geräteleistung den Filter einmal pro Jahr wechseln
- für Staubsauger Boost CX1