

WA CIP 0302 L

Caps Impraprotect

3er Pack Imprägniermittel für Sport- und Regenschutzbekleidung. EasyOpen.

EAN-Nr.: 4002516381457 / Materialnummer: 11648250 /
Alte Materialnummer: 11997152EU1



- Wirksame Imprägnierung gegen Nässe, Wind und Schmutz
- Beste Ergebnisse bei anschließender thermischer Fixierung
- Frei von Flourcarbonharzen
- Erhält die Atmungsaktivität und Elastizität der Textilien
- Becher aus 100% Altplastik – der Umwelt zuliebe
- Für 3 Anwendungen – nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen