

WA CBO 0602 L

Caps Booster

6er Pack Fleckentferner mit höchster Flecklösekraft. EasyOpen.

EAN-Nr.: 4002516380726 / Materialnummer: 11648370 /
Alte Materialnummer: 11997153EU3



- Enzymtechnologie gegen hartnäckige Flecken
- Für weiße und bunte Wäsche geeignet
- Für großartige Waschergebnisse, auch bei niedrigen Temperaturen
- Becher aus 100% Altplastik – der Umwelt zuliebe
- Für 6 Anwendungen – nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen