

DKF 30-R
Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter
für Miele Umlufthauben DAD 4840 und DAD 4940.



EAN-Nr.: 4002516382836 / Materialnummer: 11662830 /
Alte Materialnummer: 28996418EU1

- Spürbar frische und geruchsneutrale Luft in der gesamten Küche
- Mit Aktivkohle – Neutralisiert effektiv unangenehme Kochgerüche
- Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre
- Inhalt: 2 Filter ohne Rahmen
- Geringer Strömungswiderstand durch besondere Bauform