

A 814/1

Aufnahme

zur optimalen Aufbereitung von Spitzen für Air Scaler und Piezo Scaler.



- Zur Verwendung in den Oberkörpern A 105/1, O 177/1 und APWD 061
- Herstellerunabhängig, für eine Vielzahl von verschiedenen Spitzen
- Verwendung mehrerer Aufnahmen in Verbindung mit A 813/1 möglich
- Einsatz in den Thermodesinfektoren PWD 8531 & PWD 8532 möglich

EAN-Nr.: 4002516428558 / Materialnummer: 11691870 / Alte Materialnummer: 68681401D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategorie	
Aufnahme	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Ultraschallspitzen [Anzahl]	1
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	48
Außenmaß, Nettobreite in mm	22
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,06
Bruttogewicht in kg	0,77