

A 822

Adapter

zur Verwendung des A 814/1 in den Injektorkörben des PWD 8531 & PWD 8532.



- Zur Verwendung im Injektorkorb APWD061

EAN-Nr.: 4002516428565 / Materialnummer: 11691970 / Alte Materialnummer: 68682200D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategorie</b>	
Adapter	•
Sonstiges Zubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	16
Außenmaß, Nettobreite in mm	20
Außenmaß, Nettotiefe in mm	20
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02