

A 317
Einsatz
zur optimalen Aufnahme von 6 Siebtrays.



- Ausgestattet mit 7 Halterungen (6 Fächer)
- Neigung für verschiedene Gerätebaureihen einstellbar

EAN-Nr.: 4002516413875 / Materialnummer: 11710110 / Alte Materialnummer: 68631700D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategorie	
Einsatz für Trays/Tabletts	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	6
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
Kapazität	
Trays/Tabletts [Anzahl]	6
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	142
Außenmaß, Nettobreite in mm	154
Außenmaß, Nettotiefe in mm	465
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	220
Außenmaß, Bruttobreite in mm	205
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	510
Nettogewicht in kg	0,83
Bruttogewicht in kg	2,43