

APWM 049
Membrandosierpumpen
mit Dosiersteuerung für sechs Flüssigdosiermittel.



- Geeignet für Miele Professional Waschmaschinen ab 12 kg
- Maximale Pumpenleistung und minimaler Wartungsaufwand
- Ideal nutzbar mit Miele ProCare Tex Wasch- und Pflegemitteln
- Inkl. 30m Schlauchleitung, 5m Anschlusskabel
- Erweiterbar mit Programmwähler und Alarmsystem für Leerstand

EAN-Nr.: 4002516419334 / Materialnummer: 11733360 /
Alte Materialnummer: 59510049ZER

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörzugehörigkeit	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz-Weiß
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	285
Außenmaß, Nettobreite in mm	1090
Außenmaß, Nettotiefe in mm	190
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	295
Außenmaß, Bruttobreite in mm	395
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1100
Nettogewicht [kg]	14,23
Bruttogewicht in kg	16,15