

## APWM 049

Membrandosierpumpen  
mit Dosiersteuerung für sechs Flüssigdosiermittel.



- Geeignet für Miele Professional Waschmaschinen ab 12 kg
- Maximale Pumpenleistung und minimaler Wartungsaufwand
- Ideal nutzbar mit Miele ProCare Tex Prozesschemikalien
- Nutzbar mit Dosierlanzen für unterschiedliche Kanistergrößen
- Erweiterbar mit Programmwähler und Alarmsystem für Leerstand

EAN-Nr.: 4002516419334 / Materialnummer: 11733360 /  
Alte Materialnummer: 59510049ZER

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Geräte-/Zubehörszugehörigkeit</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
<b>Produktkategorie</b>	
Dosiersystem	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz-Weiß
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	285
Außenmaß, Nettobreite in mm	1090
Außenmaß, Nettotiefe in mm	190
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	295
Außenmaß, Bruttobreite in mm	395
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1100
Nettogewicht [kg]	14,23
Bruttogewicht in kg	16,15