

APWM 053
 Dosierpumpe
 zur Erweiterung von bestehenden Dosierpumpensets.



- Geeignet für den Einsatz mit Miele Professional Waschmaschinen
- Wartungsoptimierter Schlauchwechsel dank Schnellkupplungssystem
- Ideal nutzbar mit Miele ProCare Tex Prozesschemikalien
- Nutzbar mit Dosierlanzen für unterschiedliche Kanistergrößen
- Erweiterbar mit Programmwähler und Alarmsystem für Leerstand

EAN-Nr.: 4002516588733 / Materialnummer: 11733530 /
 Alte Materialnummer: 59510053ZER

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörzugehörigkeit	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz-Weiß
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	180
Außenmaß, Nettobreite in mm	140
Außenmaß, Nettotiefe in mm	166
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	235
Außenmaß, Bruttobreite in mm	215
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	300

APWM 053
Dosierpumpe
zur Erweiterung von bestehenden Dosierpumpensets.

EAN-Nr.: 4002516588733 / Materialnummer: 11733530 /
Alte Materialnummer: 59510053ZER

Nettogewicht [kg]	1,58
Bruttogewicht in kg	1,84

