

A 813/1

Adapter

zur optimalen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten mit externem Spray.



- Zur Verwendung im Oberkorb A 105/1 sowie im Modul A 315/1 (nur in Verbindung mit dem Filterrohr A 800)
- Zur Verwendung im Korb APWD 069 (nur in Verbindung mit Filterplatte APWD 069 und Adapter A 822)
- Zweiteilig, bestehend aus einem Ober- und Unterteil inkl. Zubehör

EAN-Nr.: 4002516432555 / Materialnummer: 11763880 /

Alte Materialnummer: 68681301D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategorie	
Aufnahme bzw. Adapter für Übertragungsinstrumente	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	4
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	120
Außenmaß, Nettobreite in mm	120
Außenmaß, Nettotiefe in mm	300
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	108
Außenmaß, Bruttobreite in mm	117
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	305
Nettogewicht in kg	0,19
Bruttogewicht in kg	1,00
Beipack	
E 362 Blindschraube [Anzahl]	3
Düse mit Silikonschlauch [Anzahl]	4