

GS RA 503 L  
Klarspüler, 500 ml  
für beste Trocknung und Schonung in Miele Geschirrspülern.

EAN-Nr.: 4002516431503 / Materialnummer: 11772220 /  
Alte Materialnummer: 21995532EU11



- Strahlender Glanz für Ihre Gläser
- Unterstützt die Trocknung Ihres Geschirrs
- Mit Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Präzise und einfache Dosierung dank speziellem Verschluss
- Flasche aus 100% Altplastik– der Umwelt zuliebe