


KFR 7000

Flaschenablage

für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung im Kühlschrank.

EAN-Nr.: 4002516467489 / Materialnummer: 11775120 /
Alte Materialnummer: 36996110EU1



- Variabel auf verschiedenen Einschubebenen einsetzbar
- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z. B. von Wein
- Aus verchromten Metall
- Geeignet für ausgewählte Einbau-Kältegeräte K 7000
- Für bis zu 9 Flaschen, je nach Größe und Form