

RX1-YCR-M05
Li-Ion Akku RX1
für Non-Stop 60 min. Laufzeit des Scout RX1.

EAN-Nr.: 4002516435020 / Materialnummer: 11779150 /
Alte Materialnummer: 4199699EU1



- Qualitätsakku mit hoher Kapazität:
37,75 Wh
- Lange Lebensdauer dank Lithium-
Technologie ohne Memory-Effekt
- Mit Kurzschluss-, Überhitzungs-
und Überspannungsschutz
- Einfacher und schneller Austausch
des Akkus
- Jede Hochleistungszelle wird
separat getestet