

RX2/RX3-YCR-MT12
Li-Ion Akku RX2/RX3 120
für Non-Stop 120 min. Laufzeit des Scout RX2/RX3.

EAN-Nr.: 4002516435044 / Materialnummer: 11779170 /
Alte Materialnummer: 4199701EU1



- Qualitätsakku mit hoher Kapazität:
75,5 Wh
- Lange Lebensdauer dank Lithium-
Technologie ohne Memory-Effekt
- Mit Kurzschluss-, Überhitzungs-
und Überspannungsschutz
- Einfacher und schneller Austausch
des Akkus
- Jede Hochleistungszelle wird
separat getestet