

KSB 70

Sortierbox PerfectFresh

für eine übersichtliche Aufbewahrung von Lebensmitteln im Kühlschrank.

EAN-Nr.: 4002516467496 / Materialnummer: 11779620 /
Alte Materialnummer: 36996113EU1



- Aus hochwertigem, transparentem Kunststoffmaterial
- Dient als flexible und übersichtliche Aufbewahrung
- Lässt sich im PerfectFresh-Fach seitlich verschieben
- Besonders für druckempfindliche Lebensmittel z.B. Beeren geeignet
- Optimal für die PerfectFresh Active und Pro Schublade K 7000