

## DKF 31-R

Regenerierbarer Geruchsfilter mit Aktivkohle für Miele Umlufthauben

DAS 4x40, DAS 8x30 und nach DKFS 31-R für DAS 2x20, DAS 4x20 und DAS 4x30.



EAN-Nr.: 4002516442219 / Materialnummer: 11793470 /  
Alte Materialnummer: 28996434EU1

- Spürbar frische und geruchsneutrale Luft in der gesamten Küche
- Mit Aktivkohle – Neutralisiert effektiv unangenehme Kochgerüche
- Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre
- Inhalt: 2 Filter ohne Rahmen
- Geringer Strömungswiderstand durch besondere Bauform