

## DKFS 31-R

Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter  
für Miele Umlufthauben DAS 2x20, DAS 4x20 und DAS 4x30.



EAN-Nr.: 4002516441892 / Materialnummer: 11793540 /  
Alte Materialnummer: 28996436EU1

- Set für die Erstinbetriebnahme
- Spürbar frische und geruchsneutrale Luft in der gesamten Küche
- Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre
- Geringer Strömungswiderstand durch besondere Bauform
- Inhalt: 2 Filter DKF 31-R plus Rahmen