

Boost CX1 Allergy
Bodenstaubsauger ohne Beutel
für höchste Hygiene-Ansprüche in kompaktem Design.



- Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex-Technologie
- Bleibt immer in der Spur dank TrackDrive
- Maximale Lufthygiene durch HEPA AirClean Filter*
- Herausragende und effiziente Reinigung durch EcoTeQ Plus-Düse
- Besonders komfortable Höhenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr

* nach EN 60312-1

EAN-Nr.: 4002516458425 / Materialnummer: 11850040 /
Alte Materialnummer: 41NCF032CE

Bauform	
Bodenstaubsauger ohne Staubbeutel	•
Produktmarke	Boost CX1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SNCF0
Gerätefarbe	Kaschmirgrau
Reinigung	
Vortex-Technologie	•
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	4-stufiger Drehregler
Ergonomischer Tragegriff	•
Ergonomischer Handgriff	•
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System zum Abstellen	einseitig
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Nennleistungsaufnahme in W	890
Mobilität	
TrackDrive	•
Aktionsradius in m	10
Kabellänge in m	6,5
Filtersystem	
Abluftfilter	HEPA AirClean Filter
Staubbehältervolumen in l	1,0
Technische Daten	
Max. Wattleistung	890
Lautstärke in dB	78,0
Breite in mm	400
Höhe in mm	280
Gewicht in kg	7,8
Mitgeliefertes Zubehör	
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•
Polsterdüse XXL SPD 20	•
Bodendüse SBD 660-3	•
Reinigungsbürste	Nein