

CK/1 DIN 51

Kanisterschlüssel

zum einfachen Öffnen von ProCare 5-, 10- und 20 l Kanistern.



- Stabiler und langlebiger Handschlüssel
- Einfaches Öffnen und Verschließen der Kanister ohne Kraftaufwand
- Doppelseitig verwendbar

EAN-Nr.: 4002516480839 / Materialnummer: 11851600 /
Alte Materialnummer: 66990002EU1

Produktzugehörigkeit	
ProCare	•
Einsatzmöglichkeiten	
Einfaches Öffnen und Schließen von ProCare Kanistern	•
Produkteigenschaften	
Produktart	Kanisterschlüssel
Sehr stabil und langlebig	•
Doppelseitig verwendbar	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	27
Außenmaß, Nettobreite in mm	223
Außenmaß, Nettotiefe in mm	85
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	180
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Bruttogewicht in kg	0,07