

APLW 215

Injektormodul

zur optimalen Aufnahme von großvolumigen Kunststoff-Flaschen bis 50 l.



- Einsetzbar in Ebene 1
- Ausgestattet mit einer speziellen Spüldüse
- Ausgestattet mit einem Halterahmen
- Max. Ø der Flasche: 380 mm
- Höhe der Flasche: von 560 mm bis 620 mm
- Ø Flaschenhals: min. 30 mm innen, max. 80 mm außen

EAN-Nr.: 4002516525981 / Materialnummer: 11853940 /  
Alte Materialnummer: 69621500D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 7111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Modul für großvolumiges Laborglas	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Großvolumiges Laborglas [Anzahl]	1
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	565
Außenmaß, Nettobreite in mm	469
Außenmaß, Nettotiefe in mm	526
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	590
Außenmaß, Bruttobreite in mm	520
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	3,84
Bruttogewicht in kg	5,14