

APLW 107

Korb

höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.



- Einsetzbar in Ebenen 2 bis 4
- Frontseitig offen
- Zur optimalen Aufnahme von Einsätzen
- Mit eingebautem Sprüharm
- Bestückungsmaße abhängig von Position und eingesetzten Körben

EAN-Nr.: 4002516525998 / Materialnummer: 11854290 /  
Alte Materialnummer: 69610700D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Feuerwehr und Rettungsdienste	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
<b>Produktkategorie</b>	
Lafette/Korbträger	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Höhenverstellbar	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	151
Außenmaß, Nettobreite in mm	559
Außenmaß, Nettotiefe in mm	594
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	180
Außenmaß, Bruttobreite in mm	575
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	650
Nettogewicht in kg	3,39
Bruttogewicht in kg	5,01