


APLW 152

Korb

zur Aufnahme von diversen Einsätzen.



- Einsetzbar in Ebene 1
- Bestückungshöhe abhängig von weiteren eingesetzten Körben
- Bestückungsmaße: Breite 507 mm, Tiefe 545 mm

EAN-Nr.: 4002516526001 / Materialnummer: 11854310 / Alte Materialnummer: 69615200D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	180
Außenmaß, Nettobreite in mm	559
Außenmaß, Nettotiefe in mm	568
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	180
Außenmaß, Bruttobreite in mm	570
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	625
Nettogewicht in kg	2,33
Bruttogewicht in kg	3,41