


APLW 106

Korb

zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen oder Einsätzen.

EAN-Nr.: 4002516524717 / Materialnummer: 11854610 / Alte Materialnummer: 69610600D



- Einsetzbar in Ebenen 1 bis 4
- Korb mit zwei Modulankopplungen
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Injektormodulen oder Einsätzen
- Automatischer Verschluss der Ankopplung bei Nichtverwendung
- Bestückungsmaße abhängig von Position und eingesetzten Körben

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Produktkategorie	
Korb mit Modulankopplung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	151
Außenmaß, Nettobreite in mm	559
Außenmaß, Nettotiefe in mm	621
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	175
Außenmaß, Bruttobreite in mm	570
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	630
Nettogewicht in kg	3,05
Bruttogewicht in kg	3,75