

APAC 001
Grobstaub-Vorfilter
für den Miele PAC 1045/1080.



- Grobstaub-Vorfilter ISO coarse 50%

EAN-Nr.: 4002516479734 / Materialnummer: 11855120 / Alte Materialnummer: 59550001D

Geräte-/Zubehörzugehörigkeit	
PAC 1045	•
PAC 1080	•
Produktkategorie	
Grobstaubvorfilter	•
Produkteigenschaften	
Farbe	Weiß
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	460
Außenmaß, Nettobreite in mm	330
Außenmaß, Nettotiefe in mm	80
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	74,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	327,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	463,00
Nettogewicht [kg]	0,08
Bruttogewicht in kg	0,38