

APAC 003
Aktivkohlefilter
für den Miele PAC 1045/1080.



EAN-Nr.: 4002516479833 / Materialnummer: 11855140 / Alte Materialnummer: 59550003D

Geräte-/Zubehörzugehörigkeit	
PAC 1045	•
PAC 1080	•
Produktkategorie	
Aktivkohlefilter	•
Produkteigenschaften	
Farbe	Schwarz
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	610
Außenmaß, Nettobreite in mm	70
Außenmaß, Nettotiefe in mm	45
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	45,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	70,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610,00
Nettogewicht [kg]	0,03
Bruttogewicht in kg	0,12