

WA IM 253 L
Spezialwaschmittel Impraprotect 250 ml
für Sport- und Regenschutzbekleidung.

EAN-Nr.: 4002516464778 / Materialnummer: 11873090 /
Alte Materialnummer: 11997209INT



- Wirksame Imprägnierung gegen Nässe, Wind und Schmutz
- Beste Ergebnisse bei anschließender thermischer Fixierung
- Frei von Flourcarbonharzen
- Erhält die Atmungsaktivität der Textilien
- Hohergiebig – für 5 Anwendungen
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.