

APST 011  
Verbindungsset  
für Cube/X-Sterilisatoren mit Vollentsalzungspatronen VE P 2000 & VE P 2800.



- Geeignet für alle Cube- und Cube X Kleinsterilisatoren
- Zur Verbindung mit VE P 2800 und VE P 2000

EAN-Nr.: 4002516552017 / Materialnummer: 11878350 /  
Alte Materialnummer: 689000010D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Klein-Sterilisatoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wasseraufbereitung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Gummi, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau, Schwarz, Transparent
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	290
Außenmaß, Bruttobreite in mm	102
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	324
Nettogewicht in kg	1,61
Bruttogewicht in kg	1,80