

KKF-FS

Starter-Set für Active AirClean Filter
gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.

EAN-Nr.: 4002516468165 / Materialnummer: 11882380 /
Alte Materialnummer: 36996049EU1



- Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
- Innovative Wirkstoffkombination: Aktivkohle mit Chitosan
- Enthält Aufsteckleiste, Gehäuse und 2 Active AirClean Filter
- Für ausgewählte K 7000 & K 4000 Geräte mit einer Breite von 60cm
- Bei Austausch nur die beiden Filter ersetzen (Mat. Nr. 07236280)
- Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate