

WA UP1 1402 L
Miele UltraPhase 1
2-Komponentenwaschmittel für Buntes, Weißes und Feines.

EAN-Nr.: 4002516504726 / Materialnummer: 11891630 /
Alte Materialnummer: 11997210EU5



- Neue Formel mit dem frischen Miele Aqua Duft
- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- ColorProtect für lang anhaltende Farbintensität
- Keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Hohergiebig – 1,4 Liter für 37 Waschladungen
- Für Miele Waschmaschinen und Wäschetrockner mit TwinDos