## Míele

APLW 868 Ladestation für Akku APLW 869.



- Mit CEE7 Stecker / Europa
- Wandmontageset im Lieferumfang enthalten

EAN-Nr.: 4002516562009 / Materialnummer: 11936110 / Alte Materialnummer: 69686800D

Alte Materialnummer: 69686800D	
Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten,	•
Medizin	
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau, Grau
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	135
Außenmaß, Nettobreite in mm	167
Außenmaß, Nettotiefe in mm	75
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	125
Außenmaß, Bruttobreite in mm	165
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	350
Nettogewicht in kg	1,18
Bruttogewicht in kg	1,34
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
RoHS-Richtlinie	•
CE	•
Spritzwasserschutz IPX1	•
Spritzwasserschutz IPX5	•
GS	•
TÜV	•