

APAC 013  
Hauptfilter  
für den Miele PAC 1200.



- Inkl. HEPA H14, Feinstaub-Vorfilter, Aktivkohle- und Nachfilter
- Abscheidegrad nach DIN EN 1822: 99,995 %
- 4.000 Stunden Standzeit (Umgebungsabhängig)

EAN-Nr.: 4002516516903 / Materialnummer: 11952930 / Alte Materialnummer: 59550013D

Geräte-/Zubehörzugehörigkeit	
PAC 1200	•
Produktkategorie	
Filterpaket (Feinstaubvorfilter, HEPA H14 Filter, Aktivkohlefilter & Nachfilter)	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	400
Außenmaß, Nettobreite in mm	440
Außenmaß, Nettotiefe in mm	440
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	325,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	645,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	645,00
Nettogewicht [kg]	15,41
Bruttogewicht in kg	16,67