

WA UD 1502 L
UltraDark 1,5 l
für dunkle und schwarze Textilien.

EAN-Nr.: 4002516531647 / Materialnummer: 11986740 /
Alte Materialnummer: 11997232EU1



- Vereint starke Reinigungsleistung mit hohem Faserschutz
- ColorProtect für lang anhaltende Farbintensität
- Anti-Pilling-Effekt: Schützt Kleidung vor dem Vergrauen
- Enthält 7 Enzyme für ultimative Sauberkeit
- Flasche aus 100% Altplastik – der Umwelt zuliebe
- Hohergiebig – für 60 Waschladungen