

WA CDC 0603 L

Caps DownCare

6er Pack Spezialwaschmittel für Daunentextilien. EasyOpen.

EAN-Nr.: 4002516546900 / Materialnummer: 12014000 /
Alte Materialnummer: 11997220EU1



- Erhält Elastizität und Atmungsaktivität der Daunen
- Effektive Reinigung und schonende Pflege durch Lanolin
- Daunen verklumpen nicht und bleiben fluffig
- Becher aus 100% Altplastik – der Umwelt zuliebe
- Für 6 Anwendungen – nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen