

FA O 152 L
Duftflakon ORIENT 12,5 ml
für 50 Trocknergänge.

EAN-Nr.: 4002516561026 / Materialnummer: 12022200 /
Alte Materialnummer: 11997227EU1



- Für ein frisches, bis zu 4 Wochen lang anhaltendes Dufterlebnis
- Herrlich duftende Wäsche – ganz ohne Weichspüler
- Orient – Verbindet alle Geheimnisse des Orients
- Speziell für Miele von Parfümeuren in der Provence entwickelt
- Für alle Miele T1 Trockner mit FragranceDos