

FA C 452 L
Set 3x Miele Cocoon
für 150 Trocknergänge - der Wohlfühlduft nach purer frischer Wäsche.

EAN-Nr.: 4002516551140 / Materialnummer: 12023720 /
Alte Materialnummer: 11997229EU1



- Für ein frisches, bis zu 4 Wochen lang anhaltendes Dufterlebnis
- Herrlich duftende Wäsche – ganz ohne Weichspüler
- Individuell jederzeit regulierbare Duftintensität
- Speziell für Miele von Parfümeuren in der Provence entwickelt
- Für alle Miele T1 Trockner mit FragranceDos