

FA DF 452 L
Set 3x Miele DryFresh™
für 150 Trocknergänge - Auffrischen und Beduften.

EAN-Nr.: 4002516561200 / Materialnummer: 12026040 /
Alte Materialnummer: 11997236EU1



- Mit Freshplex™ zur Neutralisierung unangenehmer Gerüche
- Frischt trockene Wäsche im Programm "Lüften" auf
- Herrlich duftende Wäsche – ganz ohne Weichspüler
- Kann mit anderen Miele Duftflakons kombiniert werden
- Speziell für Miele von Parfümeuren in der Provence entwickelt
- Für alle Miele T1 Trockner mit FragranceDos