


FA DF 152 L
Duftflakon DryFresh™ 12,5 ml
für 50 Trocknergänge.

EAN-Nr.: 4002516561118 / Materialnummer: 12026910 /
Alte Materialnummer: 11997235EU3



- Mit Freshplex™ zur Neutralisierung unangenehmer Gerüche
- Frischt getrocknete Wäsche im Programm "Lüften" auf
- Herrlich duftende Wäsche – ganz ohne Weichspüler
- Kann mit anderen Miele Duftflakons kombiniert werden
- Für Miele Trockner und den Wäschepflegeschränk mit FragranceDos