

KSB 40

Sortierbox PerfectFresh

für eine übersichtliche Aufbewahrung von Lebensmitteln im Kühlschrank.

EAN-Nr.: 4002516582304 / Materialnummer: 12030740 /
Alte Materialnummer: 26997238EU1



- Aus hochwertigem, transparentem Kunststoffmaterial
- Dient als flexible und übersichtliche Aufbewahrung
- Lässt sich im PerfectFresh-Fach seitlich verschieben
- Besonders für druckempfindliche Lebensmittel z.B. Beeren geeignet
- Maße: Breite 11,9 cm x Höhe 12,8 cm x Tiefe 45,7 cm