

Blizzard CX1 Parquet
Bodenstaubsauger ohne Beutel
mit hoher Saugleistung und Teleskoprohr für gründliches, bequemes Staubsaugen.



- Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex Technologie – 890 W
- Maximale Lufthygiene durch HEPA Lifetime Filter
- Schonend zu empfindlichen Hartböden – flexible Parquet Twister

EAN-Nr.: 4002516556008 / Materialnummer: 12033960 /
Alte Materialnummer: 41KCF531CE

Bauform	
Bodenstaubsauger ohne Staubbeutel	•
Produktmarke	Blizzard CX1
Motorvariante	PowerLine
Produkttyp	SKCF5
Gerätefarbe	Techblau
Reinigung	
Vortex-Technologie	•
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	4-stufiger Drehregler
Ergonomischer Tragegriff	•
Ergonomischer Handgriff	•
Eco Comfort-Handgriff mit integriertem Saugpinsel	•
Silence-System	•
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•
Park-System zum Abstellen	einseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Nennleistungsaufnahme in W	890
Mobilität	
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	•
Dynamic Drive	•
Aktionsradius in m	11
Kabellänge in m	7,5
Filtersystem	
ComfortClean	•
Abluftfilter	HEPA Lifetime Filter
Staubbehältervolumen in l	2,0
Sicherheit	
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•
Technische Daten	
Max. Wattleistung	890
Lautstärke in dB	76,0
Breite in mm	515
Höhe in mm	310
Gewicht in kg	8,7
Mitgeliefertes Zubehör	
Polsterdüse	•
Fugendüse	•
Bodenbürste	SBB 300-3 Parkett Twister
Bodendüse SBD 660-3	•
Parkettbürste Twister SBB 300-3	•
Reinigungsbürste	Nein