

LAC/DTAPES/500

Bänder

statt Abstreifer, für Mangeln D 500.



- zum sicheren Wäschetransport, speziell bei hoher Geschwindigkeit

EAN-Nr.: 4002516556763 / Materialnummer: 12035440 / Alte Materialnummer: 59535041D

Produktzugehörigkeit	
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 500-3500	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Nettogewicht [kg]	1,00
Bruttogewicht in kg	1,00